

## Fasce vita Stomia: Fascia Giornaliera

### Composizione

80% Poliammide  
20% Elastan  
Altezza fascia cm. 25

### Lavaggio

-  Lavare a mano
-  Non candeggiare
-  Non asciugare in asciugatrice
-  Stirare massimo a 110°
-  Non lavare a secco



Per un impiego appropriato scegliere la taglia corretta.  
Il prodotto non è sterile.  
Non modificare la struttura della fascia per non alterare la funzionalità della stessa.  
La fascia Giornaliera per stomia è stata studiata come protezione alla sacca e per un utilizzo estetico.  
È disponibile per due stomie e con inserto anti-rumore.