


Copri Sacca Stomia con Cintura



Colori

Beige 

Nero 

Composizione

Poliammide 80%

Elastan 20%

Composizione Cintura

Elastan 100%

Taglie / Misure

cm. 9-12

cm. 22-24

cm. 13-15

cm. 25-27

cm. 16-18

cm. 28-30

cm. 19-21

cm. Fuori Misura a richiesta

Istruzioni Lavaggio



Lavare a mano	Non candeggiare	Stirare a bassa temperatura	Non lavare a secco	Non utilizzare l'asciugatrice
---------------	-----------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------

Istruzioni d'uso

*Inserire la sacca dalla parte posteriore attraverso il taglio a croce nel tessuto.
Regolare la cintura a piacere.*

Indicazioni

Prodotto per pazienti stomizzati

Avvertenze

Per il corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso.

Il dispositivo non è sterile.

Non posizionare a contatto con la pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo.

Non modificare il dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso.

I materiali utilizzati per il confezionamento del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali.

Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Per un impiego appropriato scegliere la taglia corretta in base alla lunghezza della sacca.

Il copri sacca è disponibile nelle versioni aperta al fondo o chiusa