

Fascia contenitiva Strong Plus – Art. 3057 prodotto da Safte s.p.a.



Colori

Grigio



Composizione Fascia

Cotone	45%
Poliestere	35%
Elastan	20%

Taglie / Misure

M cm. 77-86

XXL cm. 107-116

L cm. 87-96

XXXL cm. 117-126

XL cm. 97-106

Istruzioni Lavaggio



Lavare a mano	Non candeggiare	Non stirare	Non lavare a secco	Non utilizzare l'asciugatrice
---------------	-----------------	-------------	--------------------	-------------------------------

Istruzioni d'uso

Tessuti particolarmente confortevoli al tatto per riduzione sfregamenti e arrossamenti. Aiuta a supportare in modo ottimale la sacca, ridistribuendone il peso. Compensa i muscoli addominali, aiutando a prevenire ernie stomali. Fascia composta da 2 pezzi: pannello posizionabile con foro regolabile + fascia di stabilizzazione con pratico copri sacca

Indicazioni

Per pazienti stomizzati, aiuta a prevenire formazioni di ernie stomali.

Avvertenze

Per il corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso.

Il dispositivo non è sterile.

Non posizionare a contatto con la pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo.

Non modificare il dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso.

I materiali utilizzati per il confezionamento del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali.

Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.