

## Fascia contenitiva Strong – Art. 3052 prodotto da Safte s.p.a.



### Colori

Grigio



### Composizione Fascia

Cotone	45%
Poliestere	35%
Elastan	20%

### Taglie / Misure

<b>S</b>	cm. 67-76	<b>XL</b>	cm. 97-106
<b>M</b>	cm. 77-86	<b>XXL</b>	cm. 107-116
<b>L</b>	cm. 87-96	<b>XXXL</b>	cm. 117-126

### Istruzioni Lavaggio



Lavare a mano	Non candeggiare	Non stirare	Non lavare a secco	Non utilizzare l'asciugatrice
---------------	-----------------	-------------	--------------------	-------------------------------

## Istruzioni d'uso

Tessuti particolarmente confortevoli al tatto per riduzione sfregamenti e arrossamenti. Aiuta a supportare in modo ottimale la sacca, ridistribuendone il peso. Compensa i muscoli addominali, aiutando a prevenire ernie stomali. Fascia composta da 2 pezzi: pannello posizionabile con foro regolabile + fascia di stabilizzazione con pratico copri sacca

## Indicazioni

Per pazienti stomizzati, aiuta a prevenire formazioni di ernie stomali.

## Avvertenze

*Per il corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso.*

*Il dispositivo non è sterile.*

*Non posizionare a contatto con la pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo.*

*Non modificare il dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso.*

*I materiali utilizzati per il confezionamento del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali.*

*Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.*