

**Descrizione** Manopola pre-saponata "Molton Soap Plus"

Rev. 0 del 01/03/2023



## Anagrafica Prodotto

<b>Codice</b>	63SAPPREM
<b>Codice Fabbricante</b>	700708
<b>Descrizione</b>	Manopola lava paziente monouso in morbido T.N.T. Molton. Senza barriera impermeabile. Pre-saponata con detergente a pH neutro isocutaneo, dermatologicamente testato ed a bassa schiumosità. La manopola è saldata a ultrasuoni e i bordi sono morbidi e non irritano la cute.

## Caratteristiche Tecniche

<b>Dimensione</b>	cm. 23 x 16 ± 5%
<b>Composizione</b>	TNT Molton 100% PET (fibre di poliestere)
<b>Peso</b>	80 g/mq ± 5%
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Finitura</b>	Liscia
<b>Utilizzo</b>	Monouso
<b>Saponatura</b>	Sì
<b>Caratteristiche detergente</b>	Detergente neutro a schiuma controllata dermatologicamente testato: il detergente è stato sottoposto a "PATCH TEST" e, in base ai risultati ottenuti, è stato classificato "NON IRRITANTE". Formulato con materie prime di origine vegetale facilmente e rapidamente biodegradabili. La sua formula delicata, il pH 5,5 eudermico e l'aggiunta di sostanze emollienti e surgrassanti garantiscono un effetto nutriente oltre alla pulizia completa e delicata della pelle.
<b>Modalità d'uso</b>	Indossare la manopola con il palmo della mano rivolto verso il lato pre-saponato. Inumidire leggermente ed esercitare alcune pressioni fino ad ottenere la quantità di schiuma desiderata. Applicare sulla parte del corpo da lavare ed eseguire la pulizia frizionando delicatamente la cute. Risciacquare la manopola e ripassare fino a completa detersione. Non usare su cute lesa. Terminato il lavaggio, al fine di evitare contaminazioni, sfilare la manopola con la mano libera rovesciandola dal polso verso la mano segregando così la parte utilizzata all'interno

## Confezionamento

<b>Imballo primario</b>	Busta 50 pezzi
<b>Imballo secondario</b>	Scatola 1000 pezzi (20 x 50 pz)
<b>Bancale</b>	40 cartoni

## Distribuito da

Sanires S.r.l.  
Via G. Galilei Trav III, 15/B - 25010, San Zeno Naviglio (BS)