

**Descrizione** Manopola Light in TNT

Rev. 0 del 16/02/2023



### Anagrafica Prodotto

<b>Codice</b>	63
<b>Codice Fabbricante</b>	700733
<b>Descrizione</b>	Manopola lava paziente monouso in morbido T.N.T. Spunlace. Senza barriera impermeabile. La manopola è termosaldata a ultrasuoni e i bordi sono morbidi e non irritano la pelle. La manopola è interamente prodotta in Italia.

### Caratteristiche Tecniche

<b>Dimensione</b>	cm. 23 x 16 ± 5%
<b>Composizione</b>	TNT Spunlace 80% PET (poliestere) + 20% VI (viscosa)
<b>Peso</b>	60 g/mq ± 5%
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Finitura</b>	Liscia
<b>Utilizzo</b>	Monouso
<b>Modalità d'uso</b>	Indossare la manopola ed inumidire leggermente. Dosare la giusta quantità del detergente desiderato. Esercitare alcune pressioni fino ad ottenere la quantità di schiuma desiderata. Applicare sulla parte del corpo da lavare ed eseguire la pulizia frizionando delicatamente la cute. Sciacquare la manopola e ripassare fino a completa detersione. Terminato il lavaggio, al fine di evitare contaminazioni, sfilare la manopola con la mano libera rovesciandola dal polso verso la mano segregando così la parte utilizzata all'interno.

### Confezionamento

<b>Imballo primario</b>	Busta 50 pezzi
<b>Imballo secondario</b>	Scatola 1600 pezzi (32 x 50 pz.)
<b>Bancale</b>	40 cartoni

### Distribuito da

Sanires S.r.l.  
Via G. Galilei Trav III, 15/B - 25010, San Zeno Naviglio (BS)